


Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur Vegf 2 Pour Wb, Elisa - P35968

Numéro d'article: CM0026648



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Récepteur VEGF 2 humain (KDR/FLK1), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur l'angiogenèse, la biologie vasculaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGF Receptor 2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FLK1 ; CD309 ; VEGFR ; VEGFR2 ; VEGF Receptor 2
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	3791
GeneID	3791
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1150 et 1250 du Récepteur VEGF 2 humain (NP_002244.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35968
Poids de la protéine	152 kDa
Expédition	Sac de glace