

Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur Vegf 2 Pour Wb, Elisa - P35968

Numéro d'article: CM0014829



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le récepteur VEGF 2 (KDR/FLK1/CD309) validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Immunogène : protéine de fusion recombinante (aa 1147-1356). Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Récepteur VEGF 2 pAc Lapin
Remarques/Alias	FLK1; CD309; VEGFR; VEGFR2; Récepteur VEGF 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3791
GeneID	3791
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1147-1356 du récepteur VEGF 2 humain (NP_002244.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35968
Poids moléculaire	152kDa
Expédition	Sac de glace