


Anticorps Monoclonal Murin Anti-Vegfa Pour Wb, Elisa, Ihc-P - P15692

Numéro d'article: CM0002783



Introduction

Anticorps monoclonal murin de haute qualité dirigé contre le VEGFA humain, validé pour Western blot, ELISA et immunohistochimie avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGFA Mouse mAb
Remarques / Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Espèce	Humain
Identifiant de gène	7422
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207-327 du VEGFA humain (P15692).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA, IHC-P
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P15692
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace