

Anticorps Polyclonal Anti-Vegfa Pour Wb, If/Icc, Elisa - P15692

Numéro d'article: CM0012979



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre VEGFA (VPF, VEGF) validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et l'hypoxie. - P15692

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGFA Lapin pAb
Remarques/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7422
GeneID	7422
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 91-191 de VEGFA humain (NP_001165097.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15692
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace