


Anticorps Polyclonal Anti-Vegfa Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15692

Numéro d'article: CM0018406



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le VEGFA humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse et l'hypoxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGFA Lapin pAb
Remarques/Alias	VPF; VEGF; MVCD1; VEGFA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7422
GeneID	7422
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du VEGFA humain (NP_001165094.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15692
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace