

Anticorps Polyclonal Anti-Vegfb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49765

Numéro d'article: CM0020978



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le VEGFB humain. Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Cible le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire B, un régulateur clé de l'angiogenèse et de la fonction des cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGFB Lapin pAb
Remarques/Alias	VRP ; VEGFL ; VEGFB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-121 du VEGFB humain (NP_003368.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49765
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace