


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Vegfc (Flt4-L, Vrp) Pour Wb Et Elisa - P49767

Numéro d'article: CM0006504



Introduction

Le mAb de lapin anti-VEGFC de CamelBio est un anticorps monoclonal hautement spécifique destiné au WB et à l'ELISA. Il reconnaît le VEGFC humain au niveau des acides aminés 112-227. Idéal pour les recherches sur l'angiogenèse, la lymphangiogenèse et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-VEGFC
Remarques/Alias	VRP ; Flt4-L ; LMPH1D ; LMPHM4 ; VEGFC
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7424
GeneID	7424
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 112 et 227 du VEGFC humain. (NP_005420.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P49767
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace