


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vegfc Pour Wb, Elisa - P49767

Numéro d'article: CM0025778



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VEGFC pour Western blot et ELISA. Détecte le VEGFC humain, souris, rat (47 kDa). Idéal pour les études sur l'angiogenèse et la lymphangiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGFC Lapin pAb
Remarques/Alias	VRP; Flt4-L; LMPH1D; LMPHM4; VEGFC
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7424
ID de gène	7424
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du VEGFC humain (NP_005420.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49767
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace