


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vegfr1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17948

Numéro d'article: CM0013031



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le VEGFR1 humain (FLT-1), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'angiogenèse, le cancer et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGFR1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FLT; FLT-1; VEGFR1; VEGFR-1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2321
GenelD	2321
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 du VEGFR1 humain (NP_002010.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17948
Poids de la protéine	151 kDa
Expédition	Sac de glace