


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vegfr1/Flt-1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17948

Numéro d'article: CM0014324



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant VEGFR1 (FLT-1). Validé pour les applications de Western blot, d'immunofluorescence et d'ELISA. Présente une réactivité croisée avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur l'angiogenèse, le développement vasculaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin VEGFR1
Remarques/Alias	FLT ; FLT-1 ; VEGFR1 ; VEGFR-1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2321
GenelD	2321
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1100-1180 de VEGFR1 humain (NP_002010.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17948
Poids protéique	151 kDa
Expédition	Sac de glace