

Anticorps Monoclonal Anti-Vegfr2/Cd309 Pour Fc - P35968

Numéro d'article: CM0008114



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin fluorescent () dirigé contre le VEGFR2/CD309 humain (KDR/FLK1), validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte la tyrosine kinase réceptrice impliquée dans l'angiogenèse et le développement vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-VEGFR2/CD309 humain
Remarques/Alias	FLK1 ; CD309 ; VEGFR ; VEGFR2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3791
Identifiant du gène	3791
Immunogène	Protéine recombinante du VEGFR2/CD309 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35968
Poids protéique	152 kDa
Expédition	Sac de glace