

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vegfr2/Kdr/Flk-1/Cd309 Pour Wb Et Elisa - P35918

Numéro d'article: CM0022151

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309. Validé pour Western Blot et ELISA avec des échantillons de souris. Cible le récepteur 2 du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, crucial pour la recherche sur l'angiogenèse. Réactif de haute qualité pour étudier l'angiogenèse, le développement vasculaire et les voies de signalisation VEGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 Rabbit pAb
Remarques/Alias	orv; Flk1; Ly73; Flk-1; Krd-1; VEGFR2; VEGFR-2; sVEGFR-2; 6130401C07; VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309
Espèce	Souris
ID du Gène (Humain)	3791
ID du Gène	16542
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-762 de la souris VEGFR2/KDR/Flk-1/CD309 (NP_034742.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P35918
Poids Moléculaire de la Protéine	150kDa
Expédition	Sac de glace