


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vegfr3/Flt4 Pour Wb Et Elisa - P35916

Numéro d'article: CM0016123



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le VEGFR3/FLT4 humain, validé pour WB et ELISA. Cible un peptide synthétique situé dans les acides aminés 1230-1329. Convient pour la recherche sur la lymphangiogenèse et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEGFR3/FLT4 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCL; CHTD7; FLT-4; FLT41; LMPH1A; LMPHM1; VEGFR3; VEGFR-3; VEGFR3/FLT4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2324
ID de gène	2324
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1230-1329 du VEGFR3/FLT4 humain (NP_891555.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35916
Poids de la protéine	153kDa
Expédition	Sac de glace