

Anticorps Polyclonal Anti-Ventx Pour Wb, Elisa - 095231

Numéro d'article: CM0026937

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le VENTX humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en biologie du développement et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VENTX Lapin pAb
Remarques/Alias	NA88A, HPX42B, VENTX2, VENTX
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	27287
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-258 du VENTX humain (NP_055283.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95231
Poids moléculaire de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace