

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Veph1 Pour Wb, Elisa - Q14D04

Numéro d'article: CM0031080

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-VEPH1 validé pour WB, ELISA. Réagit avec les VEPH1 humain et de souris, une protéine membranaire inhibant les voies de signalisation TGF-beta, FOXO, Hippo et Wnt. Idéal pour la recherche IVD et la fourniture en gros.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VEPH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MELT; VEPH; VEPH1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79674
GeneID	79674
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 448-547 du VEPH1 humain (NP_078897.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14D04
Poids moléculaire	95kDa
Expédition	Sac de glace