

Anticorps Monoclonaux Anti-Versican Pour Wb, Elisa - P13611

Numéro d'article: CM0002539

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le Versican humain (CSPG2). Convient pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Immunogène recombinant correspondant aux aa 3200-3396. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Versican Lapin mAb
Remarques/Alias	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Espèce	Humain
GeneID	1462
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 3200-3396 du Versican humain (P13611)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P13611
Poids Protéique	373kDa
Expédition	Sac de glace