

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Versican Pour Wb, If-P, Elisa - P13611

Numéro d'article: CM0022046

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Versican validé pour WB, IF-P et ELISA. Détecte le versican humain, de souris et de rat (373 kDa). Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire, la motilité cellulaire et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Versican Rabbit pAb
Remarques/Alias	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1462
GeneID	1462
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1400-1586 du Versican humain (NP_004376.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13611
Poids de la protéine	373kDa
Expédition	Sachet de glace