

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vgll3 Pour Wb Et Elisa - A8Mv65

Numéro d'article: CM0016183

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le co-facteur de transcription VGLL3 humain. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis du rat. Idéal pour les études sur la régulation des gènes placentaires et le développement de dosages.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VGLL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	VGL3; VGL-3; VGLL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	389136
GeneID	389136
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	A8MV65
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace