


Anticorps Polyclonal Anti-Vgll4 Pour Wb, Elisa - Q14135

Numéro d'article: CM0020815



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la VGLL4 humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et des mécanismes des coactivateurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-VGLL4
Remarques/Alias	VGL-4 ; VGLL4
Espèce	Humaine
ID du gène	9686 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96 à 296 de la VGLL4 humaine (NP_001121691.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q14135
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace