


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vgll4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q80V24

Numéro d'article: CM0019211



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Vgll4 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, de souris et de rat. Convient à la recherche sur le corépresseur transcriptionnel Vgll4. Immunogène recombinant (aa 1-287).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Vgll4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	VGL-4, Vgll4
Espèce	Souris
GeneID (humain)	9686
GeneID (souris)	232334
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-287 de la Vgll4 de souris (NP_808351.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q80V24
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace