

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vglut1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9P2U7

Numéro d'article: CM0020903

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin VGLUT1 pour applications WB, IF-P, ELISA. Validé sur Humain, Souris, Rat. Cible le transporteur vésiculaire de glutamate 1 (SLC17A7) pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	VGLUT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BNPI; VGLUT1; SLC17A7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57030
GeneID	57030
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du VGLUT1 humain (NP_064705.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P2U7
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace