


Anticorps Polyclonal Anti-Vhl De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Numéro d'article: CM0022103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine suppressive de tumeur VHL humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'ubiquitination et la voie HIF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VHL Lapin pAb
Remarques/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7428
ID de gène	7428
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du VHL humain (NP_937799.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P40337
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace