

Anticorps Monoclonal Anti-Biii-Tubuline Pour If, Ihc, Elisa - Q13509

Numéro d'article: CM0002273



Introduction

Anticorps monoclonal de souris ciblant la protéine humaine TUBB3 (β III-tubuline, Q13509). Vérifié pour IF, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Indispensable pour l'étude du développement neuronal, du guidage axonal et de la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	β III-tubuline mAb de souris
Remarques / Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; [Validé par KD] β III-tubuline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10381
GeneID	10381
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-260 de TUBB3 humain (Q13509).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13509
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace