

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Biii-Tubuline Pour Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q13509

Numéro d'article: CM0003139



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la β III-tubuline humaine (TUBB3), validé pour WB, IF, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti- β III-tubuline
Remarques/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-Tubuline
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10381
GeneID	10381
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13509
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace