

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Biii-Tubuline (Tubb3) Pour Wb Et Elisa - Q13509

Numéro d'article: CM0022127



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti- β III-tubuline validé pour la WB et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la dynamique des microtubules, le développement neuronal et les marqueurs tumoraux. 50 kDa - Q13509.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	β III-tubuline pAb de lapin
Remarques/Alias	CDCBM ; FEOM3 ; TUBB4 ; CDCBM1 ; CFEOM3 ; bêta-4 ; CFEOM3A ; β III-tubuline
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10381
GeneID	10381
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 260 de la β III-tubuline/ β 3-tubuline humaine (NP_006077.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q13509
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac de glace