

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Villin-1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09327

Numéro d'article: CM0006757



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Villin-1 humaine, validé pour les applications WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec les échantillons humains, murins et de rat. Convient à l'étude de la dynamique de l'actine, de la biologie des cellules épithéliales et de la structure des microvillosités.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Villin1
Remarques/Alias	VIL ; D2S1471 ; Villin1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7429
GeneID	7429
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 827 de la Villin1 humaine (NP_009058.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09327
Poids moléculaire	93 kDa
Expédition	Sac de glace