

Anticorps Polyclonal Anti-Protéine De Type Villine (Vill) Pour Wb, If/Icc, Elisa - O15195

Numéro d'article: CM0014913

Introduction

CamelBio propose VILL Rabbit pAb, un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il réagit avec la protéine de type villine humaine, souris et rat, un suppresseur de tumeur potentiel. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VILL Rabbit pAb
Remarques / Alias	VILL
Espèce	Humain
GeneID (humain)	50853
GeneID	50853
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 637-856 de la VILL humaine (NP_056957.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15195
Poids moléculaire de la protéine	96kDa
Expédition	Sachet de glace