

## Anticorps Monoclonal Anti-Villine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Numéro d'article: CM0004774



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant ciblant la Villine-1 humaine pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat, adapté pour l'étude du cytosquelette d'actine dans l'épithélium intestinal et rénal.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM Villine Lapin                                                                                                                 |
| Remarques/Alias             | VIL; D2S1471; Villine                                                                                                             |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                            |
| Identifiant du gène         | 7429                                                                                                                              |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-827 de la Villine1 humaine (NP_009058.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                             |
| Application                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                       | P09327                                                                                                                            |
| Poids moléculaire protéique | 93 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                      |