

Anticorps Monoclonal Anti-Villin1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09327

Numéro d'article: CM0003177



Introduction

Anticorps monoclonal dirigé contre Villin1 (VIL ; D2S1471) validé pour Western blot, immunohistochimie (paraffine) et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté pour l'étude de la fonction des protéines liant l'actine, la formation de microvillosités et la biologie des cellules épithéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Villin1 mAb de souris
Remarques / Alias	VIL ; D2S1471 ; Villin1
Espèce	Humain
GeneID	7429
Immunogène	Protéine recombinante de Villin1 humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09327
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace