


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vimentine (Phospho S83) Pour Wb Et Elisa - P08670

Numéro d'article: CM0001012



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin phospho-spécifique dirigé contre la vimentine au niveau du résidu S83, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les cellules mésenchymateuses, le cytosquelette et la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho-Vimentine-S83 Lapin pAb
Remarques / Alias	VIM ; CTRCT30 ; HEL113 ; vimentine ; Phospho-Vimentine-S83
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7431
GeneID	7431
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide phosphorylé synthétique autour du résidu S83 de la VIM humaine (NP_003371.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08670
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace