


Anticorps Polyclonal Anti-Vimentine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08670

Numéro d'article: CM0030107



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la vimentine humaine, souris et rat, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la protéine de filament intermédiaire de 54 kDa impliquée dans la migration cellulaire, le soutien structurel et l'intégrité tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Vimentine Rabbit pAb
Remarques / Alias	CTRCT30; HEL113; Vimentine; VIM; vimentin
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7431
ID du gène	7431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la vimentine humaine (NP_003371.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08670
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sachet de glace