


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Vimentine [Validé Kd] Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08670

Numéro d'article: CM0003625



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD dirigé contre la Vimentine, adapté pour le Western blot, l'immunoprécipitation, l'immunofluorescence et l'immunohistochimie. Réagit avec la Vimentine humaine, de souris et de rat. Peptide immunogène issu de la région 367-466 de la Vimentine humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] Vimentine mAb Lapin
Remarques/Alias	CTRCT30, HEL113, Vimentine, VIM, vimentine, in
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7431
ID de Gène	7431
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 367-466 de la Vimentine humaine (P08670)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08670
Poids Protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace