


Anticorps Monoclonal Anti-Vinculine Pour Wb, If-P, Elisa - P18206

Numéro d'article: CM0011431



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Vinculine validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec la Vinculine humaine, murine et de rat (Swiss-Prot : P18206). Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, des adhésions focales et de la dynamique du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Vinculine
Remarques/Alias	MV ; MVCL ; CMD1W ; CMH15 ; HEL114 ; Vinculine
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7414
ID du gène	7414
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 800 et 900 de la Vinculine humaine (NP_054706.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18206
Poids moléculaire de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace