


Anticorps Monoclonal Anti-Vinculine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18206

Numéro d'article: CM0007505



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-vinculine validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la vinculine humaine, de souris et de rat (P18206). Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, les adhésions focales et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Vinculine Rabbit mAb
Remarques / Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7414
GeneID	7414
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18206
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace