


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vinculine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18206

Numéro d'article: CM0021172



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-vinculine de haute qualité validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Spécifique de la vinculine humaine, murine et rat (P18206). Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Vinculine Rabbit pAb
Remarques / Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7414
GenelD	7414
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-258 de la vinculine humaine (NP_054706.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18206
Poids moléculaire de la protéine	124kDa
Expédition	Sac de glace