


Anticorps Monoclonal Anti-Vip Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01282

Numéro d'article: CM0006589



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-VIP haute performance pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Détecte le VIP humain, un neuropeptide impliqué dans la vasodilatation, la fonction du SNC et la relaxation des muscles lisses. Idéal pour la recherche en neurosciences et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VIP Rabbit mAb
Remarques/Alias	PHM27 ; VIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7432
GeneID	7432
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01282
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace