

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vipas39 Pour Wb, Elisa - Q9H9C1

Numéro d'article: CM0027338

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la VIPAS39 humaine (SPE39, VIPAR). Convient pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme et la souris. Utile pour l'étude du trafic endosomal et de la polarité épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VIPAS39 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPE39; VIPAR; SPE-39; VPS16B; hSPE-39; C14orf133; VIPAS39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	63894
GeneID	63894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la VIPAS39 humaine (NP_071350.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H9C1
Poids moléculaire de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace