


Anticorps Polyclonal Anti-Vipr1 Pour Wb, Elisa - P32241

Numéro d'article: CM0014721



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre VIPR1 (récepteur VPAC1) pour Western Blot et ELISA. Cible VIPR1 humain, un récepteur couplé aux protéines G activé par le VIP et le PACAP. Immunogène : aa 31-150.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VIPR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	II ; HVR1 ; RDC1 ; V1RG ; VIPR ; VIRG ; VAPC1 ; VPAC1 ; VPAC1R ; VIP-R-1 ; VPCAP1R ; PACAP-R2 ; PACAP-R-2 ; VIPR1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7433
GeneID	7433
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-150 de VIPR1 humain (NP_004615.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32241
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac réfrigérant