

Anticorps Polyclonal Anti-Virma/Kiaa1429 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Numéro d'article: CM0020760



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant VIRMA/KIAA1429 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît les protéines humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude de la méthylation m6A et du traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VIRMA/KIAA1429 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MSTP054 ; fSAP121 ; KIAA1429
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	25962
Identifiant du gène	25962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1400-1700 de KIAA1429 humain (NP_056311.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q69YN4
Poids moléculaire de la protéine	202 kDa
Expédition	Sac de glace