

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Virma/Kiaa1429 (Validé Kd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Numéro d'article: CM0009364



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le VIRMA/KIAA1429 humain, validé KD. Convient pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Cible pour la recherche sur la méthylation de l'ARN m6A et le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] VIRMA/KIAA1429 mAb Lapin
Remarques/Alias	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	25962
ID de Gène	25962
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 221-320 du VIRMA/KIAA1429 humain (NP_056311.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q69YN4
Poids Protéique	202kDa
Expédition	Sac de glace