

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vista/B7-H5/GI24 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7M9

Numéro d'article: CM0020833



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant VISTA humain (B7-H5/GI24/PD-1H), un récepteur inhibiteur des points de contrôle immunitaires. Convient au Western blot, à l'immunohistochimie (paraffine) et à l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec le rat. Soutient l'immuno-oncologie et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VISTA / B7-H5 / GI24 pAb de lapin
Remarques/Alias	VSIR ; B7-H5 ; B7H5 ; C10orf54 ; DD1alpha ; GI24 ; PD-1H ; PP2135 ; SISP1 ; VISTA ; récepteur immunorégulateur V-set ; VISTA / B7-H5 / GI24
Espèce	Humain
GeneID (humain)	64115
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-194 de VISTA / B7-H5 / GI24 humain (NP_071436.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H7M9
Poids moléculaire de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace