


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Protéine Liant La Vitamine D Pour Wb Et Elisa - P02774

Numéro d'article: CM0003669



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine liant la vitamine D humaine (DBP, GC, GcMAF). Adapté pour Western blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur le transport de la vitamine D, la purification de l'actine et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Protéine liant la vitamine D, mAb de lapin
Remarques / Alias	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-5-51; Vitamin D Binding protein
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2638
GeneID	2638
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 305-474 de la protéine liant la vitamine D humaine (NP_000574.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02774
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace