


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Protéine De Liaison De La Vitamine D Pour Wb, Elisa - P02774

Numéro d'article: CM0028263



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la Protéine de Liaison de la Vitamine D humaine (DBP/Gc). Validé pour WB et ELISA, réagit avec la DBP humaine et murine. Convient pour les études sur le transport de la vitamine D et la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Protéine de Liaison de la Vitamine D
Remarques/Alias	DBP ; VDB ; GRD3 ; VDBG ; VDBP ; GcMAF ; DBP/GC ; Gc-MAF ; DBP-maf ; HEL-S-51 ; Protéine de Liaison de la Vitamine D
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	2638
Identifiant du Gène	2638
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 324-493 de la Protéine de Liaison de la Vitamine D humaine (NP_001191236.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P02774
Poids Moléculaire de la Protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace