

Anticorps Polyclonal Anti-Vitronectine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04004

Numéro d'article: CM0019344



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la vitronectine humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA ; détecte les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Vitronectine pAb Lapin
Remarques/Alias	VN; V75; VNT; Vitronectine
Espèce	Humain
GeneID	7448
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 364-478 de la vitronectine humaine (NP_000629.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04004
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace