

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vnn1 Pour Wb Et Elisa - O95497

Numéro d'article: CM0028438



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le VNN1 humain (Pantéthéinase), adapté aux applications WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Utile pour étudier le recyclage de l'acide pantothénique et les voies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VNN1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HDLCQ8 ; Tiff66 ; VNN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8876
GeneID	8876
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-415 du VNN1 humain (NP_004657.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95497
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace