


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Facteur Von Willebrand (Vwf) Pour Wb - P04275

Numéro d'article: CM0003056



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le facteur von Willebrand humain (VWF) est validé pour le WB et l'ELISA, et présente une réactivité croisée avec la souris. Conçu pour la recherche sur l'hémostase, il cible la protéine VWF impliquée dans l'adhésion plaquettaire et la stabilisation du facteur VIII de coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-facteur von Willebrand (VWF)
Remarques/Alias	VWD ; F8VWF ; facteur von Willebrand (VWF)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7450
GeneID	7450
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04275
Poids de la protéine	309 kDa
Expédition	Sac isotherme