


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Facteur De Von Willebrand (Vwf) Pour Wb/Ihc-P/Elisa - P04275

Numéro d'article: CM0013555



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de von Willebrand humain (VWF), immunogène acides aminés 2645-2813. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Convient pour la recherche sur l'hémostase et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Facteur de von Willebrand (VWF) pAc Lapin
Remarques/Alias	VWD; F8VWF; facteur de von Willebrand (VWF)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7450
GeneID	7450
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2645-2813 du facteur de von Willebrand humain (VWF) (NP_000543.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04275
Poids moléculaire	309kDa
Expédition	Sac de glace