

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Vprbp Pour Wb, Elisa - Q9Y4B6

Numéro d'article: CM0020493



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine VPRBP (DCAF1), un récepteur de substrat de la ligase E3 CUL4A-RBX1-DDB1. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Convient pour les études sur le cycle cellulaire, l'épigénétique et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPRBP Rabbit pAb
Remarques/Alias	RIP; VPRBP
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9730
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1058-1396 de la VPRBP humaine (NP_055518.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Y4B6
Poids moléculaire de la protéine	118kDa/168kDa/169kDa
Expédition	Sac de glace