

Anticorps Monoclonal Anti-Vps11 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H270

Numéro d'article: CM0003904

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-VPS11, validé pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte le VPS11 humain et de souris, un composant central des complexes HOPS/CORVET dans le trafic endosomal et l'autophagie. Idéal pour la recherche IVD et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS11 Lapin mAb
Remarques/Alias	END1, PEP5, HLD12, RNF108, hVPS11, DYT32, VPS11
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55823
ID de gène	55823
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du VPS11 humain (Q9H270).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H270
Poids de la protéine	108kDa
Expédition	Sac de glace