

Anticorps Polyclonal Anti-Vps13A Pour Wb Et Elisa - Q96RI7

Numéro d'article: CM0019986

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la VPS13A humaine (choréine), une protéine de transfert de lipides située aux sites de contact entre organites. Validé pour le WB et l'ELISA sur des échantillons humains, avec un poids moléculaire de 360 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	VPS13A Rabbit pAb
Remarques/Alias	CHAC; BLTP5A; CHOREIN; VPS13A
Espèce	Humain
GeneID	23230 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 350-600 de la VPS13A humaine (NP_150648.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96RL7
Poids de la protéine	360 kDa
Expédition	Sac de glace